



defibtech

La Technologie qui Sauve des Vies

Indice de Protection - IP

(Défibrillateurs Lifeline DEFIBTECH)

L'indice de protection IP caractérise le niveau d'étanchéité des produits.

Il est composé de 2 lettres : IP (comme Indice de Protection) suivies de 2 chiffres. Exemple : IP xy

-Le premier chiffre correspond au niveau de protection contre les corps solides

-Le second chiffre contre les projections liquides.

Plus le chiffre est élevé, plus la résistance est grande.

Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un aléa, d'une chute dans la précipitation, d'une intervention sous la pluie, de la saleté ou de la poussière avec le temps.



IP

5.5

5.5

5.5

5.4

5.4

» Résistance aux chocs (testés aux normes militaires > 1 mètre)

PROTECTION CONTRE UNE INTRUSION
DE CORPS ETRANGERS SOLIDE

- 0 Aucune protection
- 1 Protection contre les corps étrangers > 50mm
- 2 Protection contre les corps étrangers > 12,5mm
- 3 Protection contre les corps étrangers > 2,5mm
- 4 Protection contre les corps étrangers > 1mm
- 5 Protection contre la poussière fine
- 6 Protection contre la poussière fine et microscopique

PROTECTION CONTRE UNE INTRUSION
DE CORPS ETRANGERS LIQUIDE

- 0 Aucune protection
- 1 Protection contre les gouttes verticales
- 2 Protection contre les gouttes obliques
- 3 Protection contre la pluie
- 4 Protection contre éclaboussements toutes les directions
- 5 Protection contre eau projetée par lance de 6,3mm à 0,3 bar
- 6 Protection contre eau projetée par lance de 12,5mm à 1 bar
- 7 Protection contre une immersion totale à 1 mètre
- 8 Matériel submersible

DefibFrance SARL
Importateur exclusif Defibtech
63, rue Gambetta
92150 Suresnes
Tél : 01 75 61 04 70
Fax : 01 75 61 04 72
info@defibtech.fr

www.defibtech.fr