

# defibtech



La technologie qui sauve des vies



## CATALOGUE 2012



Conforme au décret du 4 mai 2007-705  
du 4 mai 2007 autorisant toute personne  
à utiliser un défibrillateur



Assistance technique et commerciale :

**01 75 61 04 70**

**Info@defibtech.fr**

Usine certifiée ISO 13485:2003  
Plus de 120.000 Lifeline déployés  
Marqué CE, agréé FDA  
Conforme au décret 2007-705  
Fabrication américaine  
Norme NF-EN 60601-1-2

**DefibFrance SARL**  
Importateur exclusif Defibtech  
63, rue Gambetta  
92150 Suresnes  
Tél : 01 75 61 04 70  
Fax : 01 75 61 04 72  
info@defibtech.fr


**www.defibtech.fr**



# defibtech

La technologie qui sauve des vies

## Défibrillateurs LifeLine VIEW DEFIBTECH










Code article	Désignation	Description	Prix € HT
DCF-E2310	<b>Défibrillateur Semi Automatique Lifeline VIEW (DSA)</b> 	<p>Le défibrillateur Lifeline VIEW est le seul défibrillateur à disposer d'un <b>écran vidéo couleur haute définition</b>.</p> <p>Livré avec une pile 4 ans/ 125 chocs, une paire d'électrodes, un guide de l'utilisateur et un CD-Rom.</p> <p>GARANTIE 5 ANS avec échange standard sous 24 Heures.</p> <p>Interface de maintenance intégrée.</p> 	<b>1795,00 € HT</b>
DAC-2100-AA	<b>Sac de transport pour défibrillateur LifeLine VIEW</b> 	Conçu pour transporter le défibrillateur Lifeline VIEW, un étui de recharge d'électrodes, une batterie de recharge, et autres accessoires si besoin.	<b>85,00€ HT</b>
DAC-320	<b>Boite murale intérieure avec alarme</b> 	Ce caisson permet de fixer le DAE LifeLine sur un mur, d'accroître sa visibilité, et de le protéger des dégâts et du vol. Une alarme de 100 dB se déclenche dès que le caisson est ouvert.	<b>199,00 € HT</b>
DDP-2001-AA	<b>Paire d'électrodes adulte défibrillateur VIEW</b> 	Paire d'électrodes de défibrillation pour une utilisation avec le DSA <b>LifeLine VIEW</b> . Les électrodes doivent être stockées connectées au DAE. Les étuis de recharge peuvent être stockés dans le sac de transport. La durée de vie : 2 ans.	<b>59,00€ HT</b>
DDP-2002-BA	<b>Paire d'électrodes pédiatrique défibrillateur VIEW</b> 	Paire d'électrodes pédiatriques de défibrillation pour une utilisation avec le DSA <b>LifeLine VIEW</b> . La durée de vie : 2 ans. Ces électrodes permettent l'utilisation du DAE LifeLine sur des enfants de moins de 8 ans. Elles réduisent l'énergie délivrée à 50 Joules (au lieu de 150).	<b>99,00€ HT</b>
DCF-2003	<b>Pile de recharge 4 ans / 125 chocs</b> 	Cette pile de recharge a une durée de vie de 4 ans et permet de délivrer 125 chocs, ou 8 heures d'utilisation opérationnelle en continue, incluant les auto-tests quotidiens, hebdomadaires, mensuels et trimestriels.	<b>199,00 € HT</b>
DDC-2100-AA	<b>Carte Mémoire 12 heures</b> 	Cette carte mémoire externe permet au DAE LifeLine de mémoriser jusqu'à 30 heures de données d'électrocardiogramme et d'événements.	<b>89,00 € HT</b>



# defibtech

La technologie qui sauve des vies

## Défibrillateurs LifeLine DEFIBTECH

Code article	Désignation	Description	Prix € HT
DCF-E110	<b>Défibrillateur Semi Automatique Lifeline (DSA)</b> 	<b>Défibrillateur Semi Automatique : avec bouton choc</b>  Le défibrillateur Lifeline est livré avec une pile 7ans/ 300chocs, une paire d'électrodes, une pile 9 volt, et le guide de l'utilisateur. Il n'y a pas besoin d'autres accessoires pour avoir un défibrillateur opérationnel.  GARANTIE 5 ANS avec échange standard sous 24 Heures	<b>1495,00 € HT</b>
DCF-E120	<b>Défibrillateur Entièrement Automatique Lifeline (DEA)</b> 	<b>Défibrillateur Entièrement Automatique : sans bouton choc</b>  Le défibrillateur Lifeline est livré avec une pile 5 ans/125chocs, une paire d'électrodes, une pile 9 volt et le guide de l'utilisateur. Il n'y a pas besoin d'autres accessoires pour avoir un défibrillateur opérationnel.  GARANTIE 5 ANS avec échange standard sous 24 Heures	<b>1495,00 € HT</b>
DDP-100	<b>Paire d'électrodes adulte</b> 	Cet étui contient une paire d'électrodes de défibrillation pour une utilisation avec le DAE LifeLine. Les électrodes doivent être stockées connectées au DAE. Les étuis de recharge peuvent être stockés dans le sac de transport. La durée de vie des électrodes est de 2 ans.	<b>45,99 € HT</b>
DDP-200P	<b>Paire d'électrodes pédiatrique</b> 	Cet étui contient une paire d'électrodes pédiatriques de défibrillation pour une utilisation avec le DAE LifeLine. La durée de vie des électrodes est de 2 ans. Ces électrodes permettent l'utilisation du DAE LifeLine sur des enfants de moins de 8 ans. Elles réduisent l'énergie délivrée par le DAE à 50 Joules (au lieu de 150).	<b>99,50 € HT</b>
DCF-200	<b>Pile de recharge 5 ans / 125 chocs (DBP-1400)</b> 	Cette pile de recharge a une durée de vie de 5 ans et permet de délivrer 125 chocs, ou 8 heures d'utilisation opérationnelle en continue, incluant les auto-tests quotidiens, hebdomadaires, mensuels et trimestriels. Livrée avec une pile au Lithium 9 volts.	<b>233,28 € HT</b>
DCF-210	<b>Pile de recharge 7 ans / 300 chocs (DBP-2800)</b> 	Cette pile de recharge a une durée de vie de 7 ans et permet de délivrer 300 chocs, ou 16 heures d'utilisation opérationnelle en continue, incluant les auto-tests quotidiens, hebdomadaires, mensuels et trimestriels. Livrée avec une pile au Lithium 9 volts.	<b>316,89 € HT</b>
DDC-12	<b>Carte Mémoire 12 heures</b> 	Cette carte mémoire externe permet au DAE LifeLine de mémoriser jusqu'à 12 heures d'évènement de données d'électrocardiogramme et d'évènements.	<b>39,00 € HT</b>
DAC-410	<b>Pile au Lithium 9 Volt</b> 	La pile 9 volt est à insérer dans la pile principale. Elle alimente l'indicateur d'état opérationnel. Elle est à changer une fois par an.	<b>9,20 € HT</b>
KIT-INT	<b>Kit d'intervention</b> 	Kit d'intervention (rasoir, ciseaux, compresse, gants, masque bouche à bouche).	<b>25,00 € HT</b>



# defibtech

La technologie qui sauve des vies

## Supports pour défibrillateurs DEFIBTECH

Code article	Désignation	Description	Prix € HT
DAC-100	<b>Sac de Transport</b> 	Conçu pour transporter le DAE LifeLine, un étui de recharge d'électrodes, une batterie de recharge, et autres accessoires si besoin. En nylon balistique avec bande de sécurité hautement réfléchive.	49,00 € HT
DAC-220	<b>Boite murale intérieure avec alarme</b> 	Ce caisson permet de fixer le DAE LifeLine sur un mur, d'accroître sa visibilité, et de le protéger des dégâts et du vol. Une alarme de 100 dB se déclenche dès que le caisson est ouvert. L'alarme peut être désactivée.	199,00 € HT
DAC-320	<b>Boite murale intérieure avec alarme</b> 	Ce caisson permet de fixer le DAE LifeLine sur un mur, d'accroître sa visibilité, et de le protéger des dégâts et du vol. Une alarme de 100 dB se déclenche dès que le caisson est ouvert. <b>Boîtier spécial LifeLine VIEW</b>  Disponible avec gyrophare : DAC-320G - 249,00 € HT	199,00 € HT
DAC-420	<b>Boite murale extérieure avec alarme et chauffage</b> 	Ce caisson permet de fixer le DAE LifeLine sur un mur en extérieur, d'accroître sa visibilité, et de le protéger des dégâts et du vol. Fabriqué en <b>acier inoxydable</b> , il possède un <b>système de chauffage</b> qui maintient le défibrillateur au-dessus de 3°C (thermostat ajustable intégré) et une alarme de 100 dB.	349,00 € HT
AVIA-200	<b>Boite murale extérieure avec alarme, éclairage nocturne et chauffage</b> 	Ce boîtier permet de fixer le DAE LifeLine sur un mur en extérieur. Il comprend un chauffage pour maintenir le défibrillateur à température ambiante. Une alarme de 100 dB se déclenche dès que le caisson est ouvert.	490,00 € HT
DAC-150	<b>Support mural</b> 	Support mural pour défibrillateur avec drapeau signalétique aluminium DAE. Le support permet de positionner le défibrillateur au mur simplement.  <i>Compatible avec le LifeLine VIEW</i>	25,00 € HT
MAL-L433	<b>Mallette antichoc</b> 	Mallette antichoc en polypropylène renforcé, étanche (433*380*163 mm). Spécialement conçu pour transporter le défibrillateur.	139,00 € HT
SIGN-PACK	<b>Pack Signalétique</b> 	Pack 5 panneaux conformes au décret du 16 août 2010 - PVC 1mm traités anti UV pour indiquer le positionnement du défibrillateur.	12,00 € HT



# defibtech

La technologie qui sauve des vies

## Matériel de formation DEFIBTECH

Code article	Désignation	Description	Prix € HT
DCF-E350 T	<b>Défibrillateur de formation complet</b> 	Ce défibrillateur de Formation comprend un DAE d'entraînement en <b>mode semi et entièrement automatique</b> (ne peut pas être utilisé pour délivrer un choc de défibrillation), des électrodes de formation, une batterie de formation rechargeable, un chargeur de batterie, une télécommande pour une utilisation facile.	<b>417,22 € HT</b>
DDP-100 TR	<b>Etui d'électrodes pour la formation</b> 	Cet étui contient une paire d'électrodes de défibrillation pour la formation (avec câble et connecteur).	<b>28,43 € HT</b>
DDP-105 TR	<b>Pack de 5 paires d'électrodes de formation de rechange</b> 	Ce pack économique est utilisé pour le remplacement des électrodes de formation (uniquement la partie adhésive).	<b>28,43 € HT</b>
DDP-205 TR	<b>Etui d'électrodes pédiatriques pour la formation</b> 	Cet étui contient une paire d'électrodes pédiatriques de défibrillation pour la formation (avec câble et connecteur).	<b>28,43 € HT</b>
DCF-205 TR	<b>Pack de 5 paires d'électrodes pédiatriques de rechange</b> 	Ce pack économique est utilisé pour le remplacement des électrodes pédiatriques de formation (uniquement la partie adhésive).	<b>28,43 € HT</b>
DAC-101	<b>Sac de transport pour défibrillateur de formation</b> 	Conçu pour transporter le défibrillateur de formation, un pack de 5 paires d'électrodes de rechange, la télécommande, et autres accessoires. En nylon balistique avec bande de sécurité hautement réfléchive.	<b>49,00 € HT</b>
DCF-303T	<b>Kit de formation intégrable sur le défibrillateur opérationnel Lifeline</b> 	Ce kit de formation permet de basculer le DAE opérationnel en mode «Formation» pour simuler les scénarios de secours sans délivrer de chocs. Livré avec une batterie rechargeable, le chargeur, une carte Formation à insérer dans le défibrillateur opérationnel, une télécommande, le guide de l'utilisateur. Paire d'électrodes de formation non inclus.	<b>283,44 € HT</b>
PP-AM-100M	<b>Mannequin professionnel de formation Prestan</b> 	Mannequin professionnel de formation Adulte Prestan avec moniteur de fréquence. Livré avec 10 voies respiratoires et une housse de transport en nylon.  Plus d'informations sur <a href="http://www.prestan.fr">www.prestan.fr</a> 	<b>159,00 € HT</b>





# defibtech

La technologie qui sauve des vies

## Services DEFIBTECH

Code article	Désignation	Description	Prix € HT
CM-TR	<b>Contrat de maintenance à distance</b>	Le contrat de maintenance à distance comprend : - Vérification annuelle du défibrillateur (par téléphone) - Envoi des consommables avec une <u>remise de 20 %</u> - Procès-Verbal de vérification	<b>75,00 € HT</b>
CM-S	<b>Contrat de maintenance sur site</b>	Le contrat de maintenance sur site comprend : - Vérification annuelle du défibrillateur - Remplacement des consommables avec une <u>remise de 20 %</u> - Remise en service du défibrillateur après utilisation - Procès-Verbal de vérification	<b>150,00 € HT</b>
FOR-1	<b>Initiation au défibrillateur DEFIBTECH</b>	<u>Programme</u> : rappel de la chaîne de survie / Utilisation du DAE LifeLine / installation et maintenance ;  <u>Durée</u> : 45 minutes ; jusqu'à 25 participants  <u>Animateur</u> : formateur DEFIBTECH titulaire du BNMP5	<b>150,00 € HT</b>
INSTL	<b>Installation</b>	Installation des boîtiers muraux intérieurs et extérieurs et mise en service des défibrillateurs DEFIBTECH	<b>Nous consulter</b>

♥ **Garantie**

5 ans avec échange standard sous 24 heures pour le défibrillateur opérationnel

♥ **Livraison**

Sous 48 heures; franco de port pour toute commande supérieure à 150 € HT; en dessous 8 € TTC de frais de port

♥ **Assistance technique**

Gratuite par téléphone au 01 75 61 04 70

♥ **Mise à jour**

Gratuite et sur site, sans immobilisation d'appareil

♥ **Installation sur site**

Nous consulter

♥ **Location**

Courte ou longue durée, nous consulter



Une question ?

Vous souhaitez commander directement par téléphone ?

Appelez-nous au  
**01 75 61 04 70**

[www.defibtech.fr](http://www.defibtech.fr)



# defibtech

La technologie qui sauve des vies

## Bon de commande

A retourner par fax, signé et tamponné au 01 75 61 04 72  
Ou par courrier à DefibFrance - 63 rue Gambetta - 92150 Suresnes

### Vos coordonnées

Société .....

Adresse de facturation .....

Code postal ..... Ville .....

Adresse de livraison (si différente) .....

Code postal ..... Ville .....

Nom et Prénom du contact .....

Téléphone .....


Fax .....

Email .....

### Votre commande

Dénomination	code article	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT
Total HT				
TVA 19,6%				
Frais de port : 8 € TTC, <b>Gratuit pour toute commande supérieure à 150 € HT</b>				
<b>Total € TTC</b>				

### Votre commande

- Par chèque à l'ordre de : Defibfrance
- Par virement bancaire à Defibfrance  
IBAN Société Générale Paris : FR76 30003 03550 00020545697 56
-  Commande par téléphone avec CB au 01 75 61 04 70

Signature et tampon

**DefibFrance SARL**  
Importateur exclusif Defibtech  
63, rue Gambetta  
92150 Suresnes  
Tél : 01 75 61 04 70  
Fax : 01 75 61 04 72  
info@defibtech.fr

[www.defibtech.fr](http://www.defibtech.fr)