

10

bonnes raisons de choisir



defibtech

La Technologie qui Sauve des Vies



1 conçu pour le grand public

Tout a été pensé pour simplifier au maximum l'utilisation du défibrillateur et gagner du temps dans des situations de stress fort :

Large poignée pour une prise en main aisée

Un seul bouton pour sa mise en marche

Des instructions vocales très audibles avec un vocabulaire simple et explicite

Un métronome intégré

Un design épuré pour aller droit à l'essentiel

2 dispose des dernières technologies

Un choc à basse énergie (150 joules) conformément aux recommandations de la SFAR

Un choc automatiquement adapté à la résistance aux courants électriques (l'impédance) de la victime pour une efficacité optimale.

3 répond aux normes les plus strictes

Agréé par la très stricte FDA

Fabriqués aux Etats-Unis dans une usine certifiée ISO 13485 :2003

Marqué CE

4 résistant

Résistant à la poussière et micro particules, Indice de Protection IP5x

Résistant aux projections d'eau, Indice de Protection IPx4

Résistant aux normes militaires en terme de chocs (testé sur 1000 chutes à 1 mètre)

5 toujours opérationnel

Le défibrillateur s'autoteste quotidiennement et indique par un clignotement vert de son bon état de fonctionnement. En cas d'anomalie, vous êtes immédiatement averti par un clignotement rouge et un signal sonore répété.

6 échange standard sous 24h

Si l'appareil est défectueux, dans le cadre de la garantie 5 ans, nous vous livrons dès le lendemain un appareil neuf par Chronopost et récupérons l'appareil défectueux.

7 rangements adaptés

Nous vous offrons un large choix de sac de transport, boîtier mural intérieur avec alarme, boîtier de protection extérieur avec alarme et chauffage, et selon vos besoins, alerte aux secours, télésurveillance...

8 assistance technique gratuite

Nous sommes à votre disposition, du lundi au vendredi, de 9h à 18h pour toute question au 0820 205 323 ou au 01 75 61 04 70.

9 services associés

Defibtech peut vous accompagner avec des sessions d'information à l'utilisation du défibrillateur, un contrat Tranquillité pour la vérification de votre matériel,...

10 clients totalement satisfaits

Air France, Veolia, Total, Faurecia, SFR, Toyota, GMF, Bricodepot, Stef-tfe, Fnac...

Le Havre, Amiens, Metz, Cergy-Pontoise, Dinan, Châteaubriant, Corte, Gruissan...

Direction Générale de l'Aviation Civile, les Douanes, l'OCDE, l'OTAN, le CNRS...

DefibFrance SARL

Importateur exclusif Defibtech

63, rue Gambetta

92150 Suresnes

Tél : 01 75 61 04 70

Fax : 01 75 61 04 72

info@defibtech.fr

www.defibtech.fr