



defibtech

La Technologie qui Sauve des Vies

accessoires



Le Boîtier Mural

(pour DSA Lifeline et DEA Lifeline AUTO)

Defibtech propose ce boîtier à fixation murale en acier et plexiglas, spécialement conçu pour accueillir les Défibrillateurs Semi-Automatiques **Lifeline** et les Défibrillateurs Entièrement Automatiques **Lifeline AUTO**. Idéal pour les lieux publics, collectivités et entreprises, il garantit un accès facile et rapide en situation d'urgence. En cas d'ouverture du boîtier, **un système d'alarme** déclenche une sonnerie de 100 décibels pendant trois minutes. Celle-ci peut être désactivée.



Conforme au décret n°2007-705 du 4 mai 2007 autorisant toute personne à utiliser un DAE.

ALARME : 100 dB(A) - 3 mn
DIMENSIONS : 46 x 46 x 11 cm
MATERIAUX : Acier et plexiglas
USAGE : Intérieur

Code article : DAC-220

DefibFrance SARL
Importateur exclusif Defibtech
63, rue Gambetta
92150 Suresnes
Tél : 01 75 61 04 70
Fax : 01 75 61 04 72
info@defibtech.fr

www.defibtech.fr