

defibtech



CATALOGUE 2023



Assistance technique et commerciale :

01 75 61 04 70
info@defibtech.fr



- Usine certifiée ISO 13485:2003
- Plus de 475.000 DAE Lifeline déployés
- Marqué CE, agréé FDA
- Conforme au décret 2018-1186
- Fabrication américaine
- Norme NF-EN 60601-1-2

WWW.DEFIBTECH.FR

DEFIBFRANCE SARL
Importateur exclusif DEFIBTECH
au capital de 1.000.000 euros
63 rue Gambetta
92150 Suresnes
Tél : 01 75 61 04 70
Fax : 01 75 61 04 72
Email : info@defibtech.fr
RCS de Nanterre 497 741 314 00031

DEFIBRILLATEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE

Réf. DCF-E120

» Le défibrillateur **LifeLine AUTO** est entièrement automatique et est spécialement conçu pour une utilisation «Grand Public».

Doté d'un seul bouton pour sa mise en marche, ce défibrillateur est très simple d'utilisation, puisqu'il suffit de suivre les instructions vocales.

Ce défibrillateur analyse automatiquement le rythme cardiaque de la victime et délivre de lui-même le choc, uniquement si celui-ci est nécessaire.

- Simple, intuitif et sécurisé
- Autotests automatiques
- Marqué CE et agréé par la très stricte FDA
- Résistant aux chocs et IP5.4
- Onde biphasique basse énergie

Taille : 22 x 30 x 7 cm

Poids : 1.9 kg avec batterie

Éléments livrés : 1 défibrillateur, 1 paire d'électrodes adulte, 1 batterie 5 ans 125 chocs 8h d'utilisation, 1 pile 9V au lithium, 1 guide de l'utilisateur.

GARANTIE 8 ANS avec échange standard sous 24h.



1.290,00 € HT

DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE

Réf. DCF-E100

» Le défibrillateur **LifeLine Semi Automatique** est conçu pour être utilisé aussi bien par des professionnels du secourisme que le grand public.

Ce défibrillateur analyse le rythme cardiaque de la victime et permet de délivrer le choc, uniquement si un rythme cardiaque choquable a été détecté.

Afin de faciliter son usage, le défibrillateur LifeLine Semi Automatique est doté de deux boutons, un pour la mise en service et un pour la délivrance du choc.

- Haute capacité et sécurisé
- Autotests automatiques
- Marqué CE et agréé par la très stricte FDA
- Résistant aux chocs et IP5.4
- Onde biphasique basse énergie

Taille : 22 x 30 x 7 cm

Poids : 1.9 kg avec batterie





Éléments livrés : 1 défibrillateur, 1 paire d'électrodes adulte, 1 batterie 5 ans 125 chocs 8h d'utilisation, 1 pile 9V au lithium, 1 guide de l'utilisateur.

GARANTIE 8 ANS avec échange standard sous 24h.









1.290,00 € HT

CONSOMMABLES (défibrillateur entièrement et semi automatique Lifeline)

» DDP-100		Paire d'électrodes de défibrillation ADULTE . Les électrodes doivent être connectées au DAE. Durée de vie 2 ans / usage unique.	55,00 € HT
» DDP-200P		Paire d'électrodes de défibrillation PEDIATRIQUE . Les électrodes doivent être connectées au DAE. Durée de vie 2 ans / usage unique.	119,00 € HT
» DCF-200		Pile 5 ans / 125 chocs , ou 8 heures d'utilisation, incluant les auto-tests quotidiens, hebdomadaires, mensuels et trimestriels. Livrée avec une pile au Lithium 9 volts.	245,00 € HT
» DAC-410		Pile lithium 9 volt à insérer dans la pile principale. Elle alimente l'indicateur d'état opérationnel. Elle est à changer une fois par an.	9,00 € HT

ACCESSOIRES (défibrillateur Lifeline et Lifeline VIEW)

» DDC-12		Carte mémoire externe . Mémorise jusqu'à 12 heures de tracé ECG et d'évènements.	39,00 € HT
» KIT-INT		Kit de premier secours (rasoir, ciseaux de secours, serviette absorbante).	25,00 € HT
» SIGN-PACK		Pack de 5 panneaux signalétiques conformes au décret du 29 octobre 2019 - PVC 1mm traités anti UV pour indiquer le positionnement du défibrillateur.	12,00 € HT
» DAC-100		Sac de transport pour défibrillateur LifeLine. Peut contenir un étui de recharge d'électrodes, une batterie de recharge, et autres accessoires si besoin.	49,00 € HT
» DAC-2100		Sac de transport pour défibrillateur LifeLine VIEW. Peut contenir un étui de recharge d'électrodes, une batterie de recharge, et autres accessoires si besoin.	49,00 € HT
» MAL-L433		Mallette antichoc en polypropylène renforcé, étanche (433*380*163 mm).	139,00 € HT

DEFIBRILLATEUR LIFELINE VIEW AUTOMATIQUE

Réf. DCF-E2210-F3

- » Le défibrillateur LifeLine VIEW est le seul et unique défibrillateur qui vous indique en vidéo les étapes à suivre grâce à son écran couleur.

Il vous guide notamment pour les consignes de sécurité, la pose des électrodes, la réalisation du massage cardiaque...

Très robuste et très léger, ce défibrillateur dispose aussi d'une interface de maintenance intégrée. Le défibrillateur VIEW est doté du mode bilingue "Français/Anglais".

- Simple et performant
- Autotests automatiques
- Marqué CE et agréé par la très stricte FDA
- Résistant aux chocs et IP5.5
- Onde biphasique basse énergie

Taille : 18,5 x 24 x 5,8 cm

Poids : 1.4 kg avec batterie

Éléments livrés : 1 défibrillateur, 1 paire d'électrodes adulte, 1 batterie 4 ans 125 chocs 8h d'utilisation, 1 guide de l'utilisateur.

GARANTIE 8 ANS avec échange standard sous 24h.

1.990,00 € HT



DEFIBRILLATEUR LIFELINE VIEW SEMI AUTOMATIQUE

Réf. DCF-E2310-F3

- » Le défibrillateur LifeLine VIEW est le seul et unique défibrillateur qui vous indique en vidéo les étapes à suivre grâce à son écran couleur.

Il vous guide notamment pour les consignes de sécurité, la pose des électrodes, la réalisation du massage cardiaque...

Très robuste et très léger, ce défibrillateur dispose aussi d'une interface de maintenance intégrée.

Le défibrillateur VIEW est doté du mode bilingue "Français/Anglais", avec un basculement du français vers l'anglais, et vice versa, de façon très intuitive.

- Simple et performant
- Autotests automatiques
- Marqué CE et agréé par la très stricte FDA
- Résistant aux chocs et IP5.5
- Onde biphasique basse énergie

Taille : 18,5 x 24 x 5,8 cm

Poids : 1.4 kg avec batterie




Éléments livrés : 1 défibrillateur, 1 paire d'électrodes adulte, 1 batterie 4 ans 125 chocs 8h d'utilisation, 1 guide de l'utilisateur.

GARANTIE 8 ANS avec échange standard sous 24h.

1.990,00 € HT



CONSOMMABLES (défibrillateur Lifeline VIEW)

- » **DDP-2001-AA**  Paire d'électrodes de défibrillation ADULTE. Les électrodes doivent être connectées au DAE. Durée de vie 2 ans / usage unique. **75,00 € HT**
- » **DDP-2002-BA**  Paire d'électrodes de défibrillation PEDIATRIQUE. Les électrodes doivent être connectées au DAE. Durée de vie 2 ans / usage unique. **129,00 € HT**
- » **DCF-2003**  Pile 4 ans / 125 chocs, ou 8 heures d'utilisation, incluant les auto-tests quotidiens, hebdomadaires, mensuels et trimestriels. **245,00 € HT**



BOITIERS MURAUX



BOITIER MURAL INTERIEUR
Réf. DAC-220

- » Ce boîtier permet de fixer le DAE LifeLine sur un mur, d'accroître sa visibilité, et de le protéger des dégâts et du vol. Une alarme se déclenche dès que le caisson est ouvert. L'alarme peut être désactivée.

- Dimension : 46 x 46 x 11 cm
- Alarme : 100 dB(A) - 3 mn (désactivable)
- Matériaux : Acier et plexiglas

175,00 € HT



BOITIER MURAL INTERIEUR
Réf. AIVIA-100

- » Ce boîtier permet de fixer le DAE LifeLine sur un mur, d'accroître sa visibilité, et de le protéger des dégâts et du vol. Une alarme se déclenche dès que le caisson est ouvert. Boîtier compatible avec toutes les marques de DAE.

- Dimension : 43,2 x 38,8 x 20 cm
- Alarme : 100 dB(A) et fermeture par scellés
- Eclairage nocturne
- Matériaux : Polycarbonate et ABS

199,00 € HT



BOITIER MURAL EXTERIEUR
Réf. AIVIA-200

- » Ce boîtier intègre un système de chauffage* pour placer le DAE Life-Line en extérieur. Une alarme se déclenche dès que le caisson est ouvert. Boîtier compatible avec toutes les marques de DAE.

- Dimension : 43,2 x 38,8 x 20 cm
- Alarme : 100 dB(A) et fermeture par scellés
- Eclairage nocturne
- Matériaux : Polycarbonate et ABS

490,00 € HT

* Prévoir alimentation 24V - Bloc alimentation en sus, réf AIV-BA24 à 60 € HT

DEFIBRILLATEUR DE FORMATION LIFELINE

Réf. DCF-E350T

- » Le DAE de formation Lifeline est un défibrillateur de formation spécifiquement dédié à l'enseignement. Il peut être utilisé en version DSA et DEA.

Le DAE de formation Lifeline possède la même ergonomie et les mêmes messages vocaux que le défibrillateur opérationnel. Il permet ainsi un apprentissage efficace et en toute sécurité, aucun choc ne pouvant être délivré.

- Défibrillateur 2 en 1 (DEA/DSA)
- 6 scénarios disponibles
- Batterie rechargeable sur secteur
- Electrodes de formations économiques
- DAE robuste

Taille : 22 x 30 x 7 cm

Poids : 1.7 kg avec batterie

Éléments livrés : 1 défibrillateur lifeline de formation, 1 paire d'électrodes adulte, 1 batterie rechargeable, 1 chargeur, 1 télécommande, 1 guide de l'utilisateur.

GARANTIE 1 AN

495,00 € HT



DEFIBRILLATEUR DE FORMATION LIFELINE VIEW

Réf. DTF-E2000

- » Le DAE de formation Lifeline VIEW est un défibrillateur de formation spécifiquement dédié à l'enseignement. Il peut être utilisé en version DSA, ECG ainsi qu'en mode MANUEL.

Les instructions vidéos et vocales permettent un apprentissage efficace et en toute sécurité, aucun choc ne pouvant être délivré. En mode ECG ou MANUEL, le large écran vidéo haute définition permet de facilement visualiser le tracé ECG.

- Défibrillateur avec écran vidéo
- 6 scénarios disponibles
- Batterie rechargeable sur secteur
- Electrodes de formations économiques
- DAE robuste

Taille : 18,5 x 24 x 5,8 cm

Poids : 1.4 kg avec batterie






Éléments livrés : 1 défibrillateur VIEW de formation, 1 paire d'électrodes adulte, 1 batterie rechargeable, 1 chargeur, 1 télécommande, 1 guide de l'utilisateur.

GARANTIE 1 AN






985,00 € HT







CONSOMMABLES (défibrillateur de formation Lifeline - DCF-E350T)

» DDP-100TR		Paire d'électrodes de formation ADULTE (avec câble et connecteur).	35,00 € HT
» DDP-200TR		Paire d'électrodes de formation PEDIATRIQUE (avec câble et connecteur).	35,00 € HT
» DDP-105TR		Pack économique de 5 paires d'électrodes de formation ADULTE. Utilisé pour le remplacement des électrodes de formation (uniquement la partie adhésive).	39,00 € HT
» DDP-205TR		Pack économique de 5 paires d'électrodes de formation PEDIATRIQUE. Utilisé pour le remplacement des électrodes de formation (uniquement la partie adhésive).	39,00 € HT
» DAC-100		Sac de transport pour défibrillateur LifeLine. Peut contenir un étui de rechange d'électrodes, une batterie de rechange, et autres accessoires si besoin.	49,00 € HT

CONSOMMABLES (défibrillateur de formation Lifeline VIEW - DTF-E2000)

» DTR-G2001ZZ		Paire d'électrodes de formation ADULTE (avec câble et connecteur).	75,00 € HT
» DTR-G2002ZZ		Paire d'électrodes de formation PEDIATRIQUE (avec câble et connecteur).	75,00 € HT
» DTR-G2051ZZ		Pack économique de 5 paires d'électrodes de formation ADULTE. Utilisé pour le remplacement des électrodes de formation (uniquement la partie adhésive).	39,00 € HT
» DTR-G2052ZZ		Pack économique de 5 paires d'électrodes de formation PEDIATRIQUE. Utilisé pour le remplacement des électrodes de formation (uniquement la partie adhésive).	39,00 € HT
» DAC-2100		Sac de transport pour défibrillateur LifeLine VIEW. Peut contenir un étui de rechange d'électrodes, une batterie de rechange, et autres accessoires si besoin.	49,00 € HT

SERVICES DEFIBTECH

» CM-TR		Contrat de maintenance à distance «Tranquillité » Le contrat de maintenance à distance comprend : - Vérification annuelle du défibrillateur (par téléphone) - Envoi des consommables avec une remise de 20 % - Procès-Verbal de vérification	75,00 € HT
» CM-S		Contrat de maintenance sur site : Le contrat de maintenance sur site comprend : - Vérification annuelle du défibrillateur - Remplacement des consommables avec une remise de 20 % - Remise en service du défibrillateur après utilisation - Procès-Verbal de vérification	150,00 € HT
» FOR-1		Session d'information à l'utilisation du défibrillateur DEFIBTECH Programme : rappel de la chaîne de survie / Utilisation du DAE LifeLine Durée : 1h00 ; jusqu'à 12 participants Animateur : formateur DEFIBTECH titulaire du BNMP5	225,00 € HT
» INST		Installation Mise en service du défibrillateur et installation du boîtier mural intérieur.	Nous consulter

LOCATION DEFIBRILLATEUR (INFORMATIONS & TARIFS : nous consulter)

1 Contrat de location courte durée (week-end, semaine, mois)

- Frais de port et de retour inclus
- Chèque de caution requis

2 Contrat de location longue durée

- Incluant la maintenance du défibrillateur
- Coût des consommables inclus

GAMME "PROFESSIONNELS DE L'URGENCE"

LIFELINE PRO : Une gamme dédiée aux professionnels de l'urgence et de la réanimation

- Défibrillateur Lifeline ECG
- Défibrillateur Lifeline PRO



WWW.DEFIBTECH.FR

BON DE COMMANDE

A retourner par email, signé et tamponné à info@defibtech.fr
Ou par courrier à DefibFrance - 63 rue Gambetta - 92150 Suresnes

Entité

Adresse de facturation

Code postal Ville

Adresse de livraison (si différente)

Code postal Ville

Nom, Prénom

Téléphone

Fax

Email

DESIGNATION	REF.	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT	MONTANT HT

TOTAL € HT	
TVA (20%)	
FRAIS DE PORT : 8 € TTC, Gratuit pour toute commande supérieure à 75 € HT	
TOTAL € TTC	

REGLEMENT

- Par chèque à l'ordre de : Defibfrance
- Par virement bancaire à Defibfrance
IBAN Société Générale Paris : FR76 30003 03550 00020545697 56
- Commande par téléphone avec CB au 01 75 61 04 70

SIGNATURE ET CACHET

