



defibtech

La Technologie qui Sauve des Vies



Batterie DEA-DSA Lifeline

(Batterie 5 ans / 125 chocs - Réf : DCF-200)

BATTERIE GARANTIE 4 ANS

PUISSANCE DE LA BATTERIE

15V, 1400 mAh

CAPACITE DE LA BATTERIE

125 chocs ou 8 heures de fonctionnement

DUREE DE VIE DE LA BATTERIE

5 ans (garantie 4 ans)

TYPE DE LA BATTERIE

Dioxyde de Lithium/Manganèse, jetable, recyclable, non rechargeable

INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE

- Visible
- Sonore

Compatible avec défibrillateur entièrement et semi automatique Lifeline DEFIBTECH

Non compatible avec défibrillateur Lifeline VIEW

DefibFrance SARL

Importateur exclusif Defibtech

63, rue Gambetta

92150 Suresnes

Tél : 01 75 61 04 70

Fax : 01 75 61 04 72

info@defibtech.fr

www.defibtech.fr