



defibtech

La Technologie qui Sauve des Vies



Electrodes DEA-DSA Lifeline

(Electrodes pédiatrique - Réf : DDP-200P)

Présente le marquage CE suivant la directive 93/42/CEE
Répond à la norme NF EN 60601-2-4 de février 2006

MODELES

Pédiatrique – DDP-200P (garantie 2 ans)

TYPE

Electrodes avec câble et connecteur, pré connectées, à usage unique, non polarisées, auto-adhésives (gélifiées), jetables.

Températures de stockage : de -45° à 50° C


Températures d'utilisation : entre 0° et 50° C avec humidité relative de 0% à 95%

Altitudes d'utilisation : de 0 à 4500 m

Durée de vie : 2 ans

SUPERFICIE DE GEL ACTIF

103 cm² (chaque électrode) - pédiatrique



DefibFrance SARL

Importateur exclusif Defibtech

63, rue Gambetta

92150 Suresnes

Tél : 01 75 61 04 70

Fax : 01 75 61 04 72

info@defibtech.fr

www.defibtech.fr