



defibtech

La Technologie qui Sauve des Vies



Electrodes DEA-DSA Lifeline

(Electrodes adulte - Réf : DDP-100)

Présente le marquage CE

MODELE

Adulte – DDP-100 (garantie 2 ans)

TYPE

Electrodes avec câble et connecteur, pré connectées, à usage unique, non polarisées, auto-adhésives (gélifiées), jetables.


Températures de stockage et d'utilisation : entre 0° et 50° C avec humidité relative de 0% à 95%

Altitudes d'utilisation : de 0 à 4500 m

Durée de vie : 2 ans

SUPERFICIE DE GEL ACTIF

103 cm² (chaque électrode) - adulte



DefibFrance SARL

Importateur exclusif Defibtech

63, rue Gambetta

92150 Suresnes

Tél : 01 75 61 04 70

Fax : 01 75 61 04 72

info@defibtech.fr

www.defibtech.fr