




# defibtech

La Technologie qui Sauve des Vies



## Electrodes DEA-DSA Lifeline

(Electrodes pédiatrique - Réf : DDP-200P)

Présente le marquage CE

### MODELE

Pédiatrique – DDP-200P (garantie 2 ans)

### TYPE

Electrodes avec câble et connecteur, pré connectées, à usage unique, non polarisées, auto-adhésives (gélifiées), jetables.


Températures de stockage et d'utilisation : entre 0° et 50° C avec humidité relative de 0% à 95%

Altitudes d'utilisation : de 0 à 4500 m

Durée de vie : 2 ans

### SUPERFICIE DE GEL ACTIF

50 cm<sup>2</sup> (chaque électrode) - pédiatrique



### DefibFrance SARL

Importateur exclusif Defibtech

63, rue Gambetta

92150 Suresnes

Tél : 01 75 61 04 70

Fax : 01 75 61 04 72

info@defibtech.fr

[www.defibtech.fr](http://www.defibtech.fr)